

AED Plus Trainer2

AED Plus per addestramento con controllo completo da parte dell'istruttore



Una simulazione accurata, ben controllata e semplice per capire come utilizzare AED Plus® in un reale intervento di soccorso.

ZOLL
Advancing Resuscitation. Today.®

AED Plus Trainer2 include:

- AED Plus Trainer2 per addestramento
- Telecomando wireless
- Un elettrodo **CPR-D•padz** Training
- Una serie di adesivi riutilizzabili per **CPR-D•padz** Training
- 4 batterie D
- 2 batterie AA
- Guida all'uso

ZOLL Medical Corporation Sedi internazionali

269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011

Uffici internazionali ZOLL

Australia
+61 2 8424 8700
www.zoll.com.au

Austria
+43 650 413 6222
www.zollmedical.at

Canada
905-629-5005
www.zoll.com

Cina
+86 21 6226 9505
www.zoll.com

Francia
+33 (1) 30 05 14 98
www.zoll.fr

Germania
+49 2236 87 87 0
www.zollmedical.de

Medio Oriente e Africa,
+96 278 800 4411
www.zoll.com

Paesi Bassi
Rappresentante autorizzato UE
+31 (0) 488 41 11 83
www.zoll.nl

Russia
+7495 936 2338
www.zoll.com

Regno Unito
+44 (0) 1928 595 160
www.zoll.com

Per gli indirizzi e i numeri di fax delle filiali e di altre sedi nel mondo, consultare il sito www.zoll.com/contacts.

SEDA S.p.A.

Via Tolstoj 7
20090 Trezzano S/N (Milano)
Tel 02/48424.1;
Fax 02/48424290
www.sedaitaly.it
certificazione
UNI EN ISO 9001:2000



Controllo completo della simulazione da parte dell'istruttore

Il Trainer2 AED Plus di ZOLL® consente agli istruttori CPR e di primo soccorso di mostrare agli studenti cosa significa salvare una vita con AED Plus. È possibile scegliere tra quattro scenari di soccorso pre-impostati oppure gestire manualmente l'intera operazione. Un telecomando wireless permette di controllare diversi Trainer2 AED Plus.

Con questo semplice telecomando, gli istruttori possono scegliere uno scenario e inviarlo al Trainer2 AED Plus in pochi secondi. Lo studente preme il tasto on-off del Trainer2 per iniziare. L'istruttore decide se l'analisi successiva richiederà lo shock oppure no, se gli elettrodi sono stati applicati correttamente e se l'unità Trainer2 deve consigliare "MAGGIORE COMPRESSIONE" o confermare "COMPRESSIONI ADEGUATE".

Un tasto pausa consente all'istruttore di arrestare facilmente la simulazione per parlare con lo studente per poi riprendere esattamente dal punto di interruzione.

I protocolli sono conformi agli standard dell'International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), comprese le linee guida 2005 dell'American Heart Association (AHA) e dell'European Resuscitation Council (ERC).

Trainer 2 passa facilmente dalle linee guida 2005 dell'AHA a quelle dell'ERC e vice versa.



Specifiche AED Plus Trainer2

Dimensioni: A 13,3 cm x L 24,1 cm x P 29,2 cm

Peso: 2,2 kg

Alimentazione: 4 batterie D (includere) per AED training (sufficienti per più di 100 ore di addestramento)
2 batterie AA (includere) per il telecomando
L'adattatore per rete fissa non è disponibile – utilizzo solo a batterie.



Specifiche soggette a modifica senza avviso.

©2007 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. "Advancing Resuscitation. Today.", AED Plus, CPR-D•padz e ZOLL sono marchi registrati di ZOLL Medical Corporation.

Stampato negli U.S.A. 060802 9656-0202-11

ZOLL
Advancing Resuscitation. Today.®